

Anticorpo Policlonais Anti-Pdp1 Para Wb - Q9P0J1

Número do item: CM0015703

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDP1 humana, uma fosfatase mitocondrial da piruvato desidrogenase. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reação cruzada com humano, camundongo e rato. Peso molecular previsto de 61 kDa. Ideal para pesquisa em metabolismo e mitocôndria.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PDH; PDP; PDPC; PPM2A; PPM2C; PDP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	54704
GeneID	54704
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 72-260 da PDP1 humana (NP_060914.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P0J1
Peso Molecular da Proteína	61kDa
Transporte	Bolsa de gelo