

Anticorpo Policlonal Anti-Pdx1 Para Wb E Elisa - P52945

Número do item: CM0014294



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PDX1 validado para Western blot e ELISA, reconhecendo o PDX1 humano e de camundongo (31 kDa). Ideal para pesquisas sobre diabetes e desenvolvimento pancreático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDX1 Rabbit pAb
Observações/Álias	GSF, IPF1, IUF1, IDX-1, MODY4, PDX-1, STF-1, PAGEN1, PDX1
Espécie	Humana
ID do Gene	3651
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do PDX1 humano (NP_000200.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P52945
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo