

Anticorpo Policlonal Anti-Pdxdc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P996

Número do item: CM0019876

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à PDXDC1 humana, uma descarboxilase dependente de piridoxal. Validado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. 87 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PDXDC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LP8165; PDXDC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23042
GeneID	23042
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 489-788 da PDXDC1 humana (NP_055842.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q6P996
Peso da proteína	87 kDa
Envio	Bolsa de gelo