

Anticorpo Monoclonal Anti-Pdxk Para Wb, Elisa - 000764

Número do item: CM0007272



introdução

Anticorpo monoclonal monoclonal anti-PDXK recombinante de coelho validado para WB e ELISA. Detecta PDXK humano (35 kDa, SWISS 000764). Ideal para pesquisa sobre metabolismo da vitamina B6 e quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDXK Rabbit mAb
Observações/Alias	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124, PDXK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8566
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-312 da PDXK humana (NP_003672.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	000764
Peso Molecular da Proteína	35kDa
Transporte	Bolsa de gelo