

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdxd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd0

Número do item: CM0020146



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDXP (Chronophin) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta PDXP humano, de camundongo e de rato (32 kDa). Útil para estudar o metabolismo da vitamina B6, sinalização da cofilina e desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDXP Rabbit pAb
Observações/Alias	CIN; PLP; dJ37E16.5; PDXP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57026
ID do Gene	57026
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200 até o C-terminal da PDXP humana (NP_064711.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96GD0
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo