

Anti-Pdzk1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q5T2W1

Número do item: CM0025579



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína de andaime humana PDZK1 (NHERF3/CAP70), validado para Western blot e ELISA, reativo cruzado com camundongo. Ideal para estudar o transporte de íons epiteliais e a regulação de proteínas de membrana. Oferecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDZK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAP70; CLAMP; PDZD1; NHERF3; NHERF-3; PDZK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5174
GeneID	5174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do PDZK1 humano (NP_001188254.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q5T2W1
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo