


Anticorpo Policlonal Anti-Pebp1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30086

Número do item: CM0016704



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-PEBP1 para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Direciona o PEBP1 humano (RKIP) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de quinase e SNC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEBP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPPP; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5037
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-187 do PEBP1 humano (NP_002558.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30086
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo