


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pebp1 Para Wb, Elisa - P30086

Número do item: CM0002649



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PEBP1 humano (RKIP/HCNP). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização MAPK e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEBP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPPp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5037
ID do Gene	5037
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PEBP1 humano (P30086).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30086
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de Gelo