

Anticorpo Policlonal Anti-Pebp4 Para Wb E Elisa - Q96S96

Número do item: CM0016739

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PEBP4 humano (CORK1), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização PI3K-AKT e proteínas secretadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PEBP4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CORK1; CORK-1; PEBP-4; hPEBP4; PRO4408; GWTM1933; HEL-S-300; PEBP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	157310
GeneID	157310
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96S96
Peso Proteico	26kDa
Envio	Em saco de gelo