

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pebp4 - Q9D9G2

Número do item: CM0021977

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PEBP4 (proteína 4 de ligação à fosfatidiletanolamina), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a via de sinalização PI3K-AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEBP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PEBP-4; PEBP4
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	157310
GeneID	73523
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-242 de PEBP4 de camundongo (NP_082836.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9D9G2
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo