


Anticorpo Policlonal Anti-Pedf/Serpinf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36955

Número do item: CM0019882



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PEDF/SERPINF1 humano (P36955). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre angiogênese e fatores neurotróficos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PEDF/SERPINF1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5176
ID do gene	5176
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 141-240 de PEDF/SERPINF1 humano (NP_002606.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P36955
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo