


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pedf/Serpinf1 Para Wb, Elisa - P36955

Número do item: CM0004328



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o PEDF/SERPINF1 humano (P36955), validado para WB e ELISA. Detecta PEDF em amostras humanas, de camundongo e rato com um peso molecular de 46kDa. Ideal para estudos de neurobiologia e angiologia IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEDF/SERPINF1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5176
ID do Gene	5176
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PEDF/SERPINF1 humano (P36955).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36955
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo