


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pedf/Serpinf1 Para Wb, Elisa - P36955

Número do item: CM0014775



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PEDF/SERPINF1 humano, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de angiogênese e fator neurotrófico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEDF/SERPINF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Espécie	Humano
ID do Gene	5176
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 141-240 do PEDF/SERPINF1 humano (NP_002606.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36955
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo