


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pef1 Para Wb - Q9Ubv8

Número do item: CM0002862



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-PEF1 validado para WB e ELISA. Reage com PEF1 de humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo do transporte retículo-endoplasmático-Golgi e da sinalização por cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEF1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	ABP32; PEF1A; PEF1
Espécie	Humano
GeneID	553115
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da PEF1 humana (Q9UBV8)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBV8
Peso Proteico	30kDa
Transporte	Saco de gelo