

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Peg10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Tg7

Número do item: CM0026804



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PEG10 humano, uma proteína derivada de retrotransposição envolvida na formação da placenta e progressão do cancro. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEG10 Rabbit pAb
Observações/Alíase	EDR, HB-1, Mar2, RTL2, MEF3L, Mart2, RGAG3, SIRH1, PEG10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23089
ID do Gene	23089
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86TG7
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de gelo