


Anticorpo Policlonais Anti-Peg3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu2

Número do item: CM0016955



introdução

PEG3 Rabbit pAb validado em WB, IHC-P, ELISA para humano, camundongo e rato. Reconhece PEG3 (181 kDa), uma proteína de dedo de zinco que regula a apoptose e a supressão tumoral. Ideal para estudos de neurobiologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEG3 Rabbit pAb
Observações/Alias	PW1; ZNF904; ZSCAN24; ZKSCAN22; PEG3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5178
ID do Gene	5178
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZU2
Peso da Proteína	181 kDa
Envio	Bolsa de gelo