

Anticorpo Policlonal Anti-Peli3 Para Wb, Elisa - Q8N2H9

Número do item: CM0027323

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PELI3 humano, adequado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. O PELI3 é uma ubiquitina E3 ligase envolvida na imunidade inata e nas vias de sinalização TLR/IL-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PELI3 Rabbit pAb
Observações/Alias	PELI3
Espécie	Humano
GeneID	246330
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do PELI3 humano (NP_659502.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N2H9
Peso Molecular da Proteína	51kDa
Transporte	Saco de gelo