


Anticorpo Policlonais Anti-Pelp1 Para Ihc-P, Elisa - Q8IzL8

Número do item: CM0015828



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PELP1 validado para ELISA e IHC-P, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de receptor de estrogênio, biologia do câncer e maturação de rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PELP1 pAb de Coelho
Observações/Alias	MNAR; P160; PELP1
Espécie	Humano
ID do Gene	27043
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 884-1130 da PELP1 humana (Q8IZL8)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IZL8
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Bolsa de gelo