


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pelp1 Para Wb E Elisa - Q8IZL8

Número do item: CM0009047



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à PELP1 (MNAR) humana, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. A PELP1 é um coativador transcricional envolvido na sinalização do receptor de estrogênio e na biologia do câncer. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-PELP1
Observações/alias	MNAR; P160; PELP1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	27043
GeneID	27043
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 1000-1100 da PELP1 humana (Q8IZL8).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q8IZL8
Peso da proteína	120 kDa
Envio	Bolsa de gelo