

Anti-Pelp1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - C9Jfv4

Número do item: CM0027100

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PELP1 (MNAR) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de receptor nuclear e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PELP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MNAR; P160; PELP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27043
ID do Gene	27043
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1021-1180 do PELP1 humano (NP_055204.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	C9JFV4
Peso da Proteína	125kDa
Envio	Saco de gelo