


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pen2/Psenen Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nz42

Número do item: CM0009418



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao PEN2/PSENEN humano (UniProt Q9NZ42). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa do complexo gama-secretase e Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PEN2/PSENEN
Observações/Apelido	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55851
ID do Gene	55851
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-101 do PEN2/PSENEN humano (NP_758844.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZ42
Peso Proteico	12kDa
Remessa	Saco de Gelo