


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pen2/Psenen Para Wb, Elisa - Q9Nz42

Número do item: CM0014154



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PEN2/PSENEN, uma subunidade da gama-secretase. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre doença de Alzheimer e sinalização Notch.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEN2/PSENEN Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55851
ID do Gene	55851
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-101 do PEN2/PSENEN humano (NP_758844.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZ42
Peso Proteico	12 kDa
Transporte	Saco de gelo