

Anticorpo Policlonal Anti-Penk Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01210

Número do item: CM0029017



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Proencefalina-A humana (PENK), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização opioide e dor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PENK Rabbit pAb
Observações/Apelido	PE; PENK-A; PENK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5179
GeneID	5179
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-267 da PENK humana (NP_001129162.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01210
Peso Proteico	31kDa
Envio	Bolsa de gelo