


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Penk Para Wb, If-P, Elisa - P01210

Número do item: CM0022631



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado à proencefalina-A humana (PENK) para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Validado para pesquisa sobre percepção da dor, sinalização opióide e função de neuropeptídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PENK Coelho pAb
Observações/Apelido	PE; PENK-A; Proencefalina-A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5179
ID do Gene	5179
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-267 da PENK humana (NP_001129162.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P01210
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo