

Anticorpo Policlonal Anti-Pepck/Pck2 Para Wb E Elisa - Q16822

Número do item: CM0025666

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PEPCK mitocondrial (PCK2), validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa em gliconeogênese e ferroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEPCK/PCK2 Coelho pAb
Observações/Apelido	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; PEPCK/PCK2
Espécie	Humano
GeneID	5106
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da PEPCK/PCK2 humana (NP_004554.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16822
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de Gelo