

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pepck/Pck2 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16822

Número do item: CM0004921

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PEPCK/PCK2 recombinante, validado por KO, para western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta PCK2 mitocondrial humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa em gliconeogênese e ferroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho PEPCK/PCK2
Observações/Apelido	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5106
GeneID	5106
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-640 da PEPCK/PCK2 humana (Q16822)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16822
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo