


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pepd Para Wb, Elisa - P12955

Número do item: CM0028311



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PEPD (prolidase) humano. Validado para aplicações de Western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para investigar o metabolismo do colágeno e pesquisas relacionadas. Peso molecular aproximado: 54kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEPD pAb de Coelho
Observações/Apelido	PROLIDASE; PEPD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5184
ID do Gene	5184
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 288-424 do PEPD humano (NP_000276.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12955
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo