

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pepsinogênio I (Pg I) Para Elisa, Ihc-P, If-P - P0DJd7

Número do item: CM0007668



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o pepsinogênio I humano (PG I/PGA4), validado para ELISA, IHC-P e IF-P. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre enzimas digestivas e câncer gástrico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra o pepsinogênio I (PG I)
Observações/Apelido	Pepsinogênio-4; Pepsinogênio I (PG I)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	643847
GeneID	643847
Imunógeno	Proteína recombinante do pepsinogênio I (PG I) humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P0DJD7
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo