

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pepsinogênio II (Pg II) Para Ihc-P, Elisa - P20142

Número do item: CM0003084



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Pepsinogênio II (PG II) humano. Adequado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa gastrointestinal e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pepsinogênio II (PG II) mAb de Coelho
Observações/Apelido	PEPC; PGII; Pepsinogênio II (PG II)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5225
GeneID	5225
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-388 do Pepsinogênio II (PG II) humano (NP_002621.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20142
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo