

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pepsinogênio II (Pg II) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20142

Número do item: CM0026719



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Pepsinogênio II (PG II) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com gastricsina humana, de camundongo e rato. Ideal para estudos de pepsinogênio C em pesquisa de digestão e proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pepsinogênio II (PG II) Rabbit pAb
Observações/Apelido	PEPC; PGII; Pepsinogênio II (PG II)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5225
GeneID	5225
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 73-172 do Pepsinogênio II (PG II) humano (NP_001159896.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20142
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo