

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Per1 - 015534

Número do item: CM0027056

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PER1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Para pesquisa de relógio circadiano e estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PER1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	PER; hPER; RIGUI; PER1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5187
ID do Gene	5187
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do PER1 humano (NP_002607.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O15534
Peso Proteico	136 kDa/92 kDa
Envio	Saco de Gelo