

Anticorpo Policlonal Anti-Per2 Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - O15055

Número do item: CM0016411



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PER2 humano (homólogo de proteína circadiana Period 2), validado para WB, IHC-P, ELISA e ChIP. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PER2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FASPS; FASPS1; PER2
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	8864
ID do Gene	8864
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 390-565 do PER2 humano (NP_073728.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15055
Peso da Proteína	137kDa
Envio	Saco com gelo