

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Per3 Para Wb, Elisa - P56645

Número do item: CM0007548

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína do relógio circadiano humano PER3. Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de sono e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PER3 Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apêndice	GIG13; FASPS3; PER3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8863
ID do Gene	8863
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-100 do PER3 humano (P56645).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56645
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Saco de gelo