

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Perforina Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14222

Número do item: CM0011017

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à perforina humana (PRF1, P14222) para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Perforina
Observações/Apelido	P1, PFP, HPLH2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5551
GeneID	5551
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-555 da Perforina humana (NP_005032.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P14222
Peso Proteico	61 kDa
Envio	Saco de Gelo