

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Perforina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14222

Número do item: CM0018649

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Perforina humana (PRF1, P14222). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com Humano, Camundongo e Rato. Uma ferramenta essencial para o estudo da citotoxicidade mediada por granzimas e da defesa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Perforina pAb de Coelho
Observações/Apelido	P1; PFP; HPLH2; Perforina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5551
ID do Gene	5551
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-555 da Perforina humana (NP_005032.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14222
Peso da Proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo