

Anticorpo Policlonal Anti-Perilipin-2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99541

Número do item: CM0030218

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Perilipin-2 (ADRP/ADFP). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Componente estrutural de gotículas lipídicas. Uso em pesquisa para estudos de metabolismo lipídico. UniProt Q99541.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Perilipin-2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	123
Imunógeno	Proteína recombinante Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 168-437 da Perilipin-2 humana (NP_001113.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99541
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo