

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Perilipin-2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43883

Número do item: CM0021535

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Perilipin-2 de camundongo (ADRP/Adipophilin) para WB, IF-P, IHC-P e ELISA; apresenta reação cruzada com rato. Ideal para estudos sobre a biologia das gotículas lipídicas e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-perilipin-2
Observações/Alias	ADPH, Adfp, Adrp, perilipin-2
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	123
GeneID	11520
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 325-425 da perilipin-2 de camundongo (NP_031434.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P43883
Peso da proteína	46 kDa
Transporte	Bolsa de gelo