

Anticorpo Monoclonal Anti-Perilipina A Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - O60240

Número do item: CM0009968

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Perilipina A validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre metabolismo lipídico de adipócitos, visando O60240.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Perilipina A mAb de Coelho
Observações/Apelido	PERI; PLIN; FPLD4; Perilipina A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5346
GeneID	5346
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da Perilipina A humana (O60240)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60240
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Saco com gelo