


Anticorpo Monoclonal Anti-Periositna Para Wb, Elisa - Q15063

Número do item: CM0011541



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Periositina Humana, validado para Western blotting e ELISA. Produzido contra um peptídeo sintético dentro da região N-terminal. Ideal para estudar adesão celular, microambiente tumoral e remodelação da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Periositina
Observações/Apelido	PN; OSF2; OSF-2; PDLPOSTN; Periositina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10631
GeneID	10631
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Periositina humana (NP_001129406.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15063
Peso Proteico	80kDa/83kDa/84kDa/87kDa/90kDa/93kDa
Envio	Em saco de gelo