

Anticorpo Monoclonal Anti-Perk Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Número do item: CM0012542



introdução

PERK mAb de coelho visa o PERK humano (EIF2AK3), um sensor chave da UPR. Monoclonal de coelho, produzido contra os aminoácidos 867-1116. Aplicável para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa de estresse no RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PERK mAb de coelho
Observações/Apelidos	PEK; WRS; PERK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9451
GeneID	9451
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 867-1116 do PERK humano (NP_004827.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZJ5
Peso da Proteína	125kDa
Envio	Bolsa de gelo