


Anticorpo Policlonal Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Para Wb E Elisa - Q06830

Número do item: CM0016387



introdução

O pAb de Coelho Peroxiredoxin 1/PAG da CamelBio (Q06830) é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Detecta a proteína antioxidante de 22kDa Peroxiredoxin-1, um regulador chave da sinalização do estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxiredoxin 1/PAG Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5052
GeneID	5052
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-199 da Peroxiredoxin 1/PAG humana (NP_001189360.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q06830
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo