


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Mab De Coelho Para Wb, Elisa - Q06830

Número do item: CM0008689



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Peroxiredoxin 1/PAG (PRDX1, NKEF-A). Detecta PRDX1 humano e de camundongo para aplicações de Western blot e ELISA. Útil para pesquisa de estresse oxidativo e antioxidante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxiredoxin 1/PAG mAb de Coelho
Observações/Apelido	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5052
ID do Gene	5052
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Peroxiredoxin 1/PAG humano (Q06830)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q06830
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo