


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Peroxiredoxina 1/Pag Para If/Icc, Elisa - Q06830

Número do item: CM0020474



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Peroxiredoxina 1/PAG para aplicações de IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Detecta uma proteína de 22 kDa. Adequado para pesquisas sobre estresse oxidativo e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra Peroxiredoxina 1/PAG
Observações/Alíás	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxina 1/PAG
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5052
GeneID	5052
Imunógeno	Proteína recombinante Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 99-199 da Peroxiredoxina 1/PAG humana (NP_001189360.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q06830
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Embalagem de gelo