


Anticorpo Monoclonal Anti-Peroxirredoxina 2 (Prdx2) Para Wb E Elisa - P32119

Número do item: CM0007917



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Peroxirredoxina 2 (PRDX2) humana, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo e biologia redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a Peroxirredoxina 2 (PRDX2)
Observações/Alcunhas	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxirredoxina 2 (PRDX2)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7001
GeneID	7001
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P32119
Peso molecular	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo