


Anticorpo Policlonal Anti-Peroxiredoxina 2 (Prdx2) Para Wb, If/Icc, Elisa - P32119

Número do item: CM0022034



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Peroxiredoxina 2 (PRDX2), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato; imunógeno: proteína recombinante. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo e antioxidantes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] pAb de coelho contra Peroxiredoxina 2 (PRDX2)
Observações/alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; 2)
Espécie	Humana
ID do gene	7001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 da Peroxiredoxina 2 (PRDX2) humana (NP_859428.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P32119
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo