


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Peroxiredoxin 2 (Prdx2) Para Wb, If/Icc, Elisa - P32119

Número do item: CM0024030



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PRDX2 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Detecta peroxirredoxina-2 de ~22 kDa, uma enzima antioxidante citoplasmática envolvida na resposta ao estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxiredoxin 2 (PRDX2) pAb de Coelho
Observações/Apelido	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxiredoxin 2 (PRDX2)
Espécie	Humano
ID do Gene	7001 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 da Peroxiredoxin 2 (PRDX2) humana (NP_859428.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32119
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo