


Anticorpo Policlonal Anti-Peroxiredoxina 3 (Prdx3) Para Wb, If, Elisa - P30048

Número do item: CM0014729



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PRDX3 humana (Peroxiredoxina 3), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta PRDX3 endógena em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo e mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxiredoxina 3 (PRDX3) pAb de Coelho
Observações/Apelido	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxina 3 (PRDX3)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10935
GeneID	10935
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-256 da Peroxiredoxina 3 humana (Peroxiredoxina 3 (PRDX3)) (NP_006784.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30048
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo