


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Peroxirredoxina 3 (Prdx3) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30048

Número do item: CM0005461



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Peroxirredoxina 3 (PRDX3) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com PRDX3 humana e de rato; proteína antioxidante mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Peroxirredoxina 3 (PRDX3)
Observações/Apelido	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxirredoxina 3 (PRDX3)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10935
GeneID	10935
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 157-256 da Peroxirredoxina 3 (PRDX3) humana (P30048)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P30048
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo