


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Peroxirredoxina 3 (Prdx3) Para Wb, Elisa - P30048

Número do item: CM0020412



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo de coelho anti-PRDX3 validado para WB e ELISA. Ele detecta a PRDX3 humana e de rato, uma enzima antioxidante mitocondrial essencial em pesquisas sobre estresse oxidativo e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxirredoxina 3 (PRDX3), pAb de Coelho
Observações/Apelidos	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III
Espécie	Humana
ID do Gene	10935
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 63-256 da Peroxirredoxina 3 (PRDX3) humana (NP_006784.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P30048
Peso da Proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo