


Anticorpo Policlonal Anti-Peroxirredoxina 4 (Prdx4) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Número do item: CM0022599



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Peroxirredoxina 4 (PRDX4) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PRDX4 humana, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre estresse oxidativo e sinalização redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Peroxirredoxina 4 (PRDX4), pAb de coelho
Observações/Apelido	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxirredoxina 4 (PRDX4)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10549
GeneID	10549
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 10-110 da Peroxirredoxina 4 (PRDX4) humana (NP_006397.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, de camundongo e de rato
SWISS	Q13162
Massa da proteína	31 kDa
Transporte	Bolsa de gelo